

**SUBPOPULAÇÃO LINFOCITÁRIA CD3-CD4-CD8**

A Citometria de fluxo é capaz de analisar simultaneamente diversos parâmetros de células ou partículas em suspensão. A dispersão da luz fornece dados relativos ao tamanho e à granularidade da partícula. Moléculas ou estruturas de interesse podem ser estudadas por marcação com fluorocromos ou anticorpos monoclonais. Teste utilizado na avaliação do estado imunológico do paciente com imunodeficiência e auxílio no acompanhamento terapêutico.

**Preparo e Orientações:**

- Não é necessário jejum.

**Realização:**

- De Segunda a Quinta